

AD-8923-CC / AD-8923-BCD接続表

機種・シリーズ名	RS-232Cインターフェース	接続ケーブル	ON:OFF	CAL	SAMPLE	PRINT	MODE	RE-ZERO	備考
BM	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	
BH	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	
GH	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	
GR	標準(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	
HR	標準(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	-	○	○	○	○	
HR-i	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	
HR-A	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	AX-KO2741-180にて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
HR-AZ	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	AX-KO2741-180にて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
GF-A	標準(D-sub9ピン) またはGXA-03	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	AX-KO2741-180にて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
GX-A	標準(D-sub9ピン) またはGXA-03	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	AX-KO2741-180にて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
GF-AWP	標準(D-sub9ピン)またはGXA-03	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
GX-AWP	標準(D-sub9ピン)またはGXA-03	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
GF-M	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
GX-M	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
GF-L	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
GX-L	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
GF	標準(D-sub25ピン) またはGX-04(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	-	○	○	○	○	
GX	標準(D-sub25ピン) またはGX-04(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	
FX/FX-i	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	AX-KO2741-180にて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
FZ/FZ-l	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	AX-KO2741-180にて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
FX-WP/FX-iWP	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	-	○	○	○	○	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
FZ-WP/FZ-iWP	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA (天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
GF-K	標準(D-sub25ピン) またはGX-04K(D-sub25ピン)	GX-07K (天びん側防水防じん) AX-KO1710-200	○	-	○	○	○	○	
GX-K	標準(D-sub25ピン) またはGX-04K(D-sub25ピン)	GX-07K (天びん側防水防じん) AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	
GP	標準(D-sub25ピン) またはGP-04(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	

機種・シリーズ名	RS-232Cインターフェース	接続ケーブル	ON:OFF	CAL	SAMPLE	PRINT	MODE	RE-ZERO	備考
MC-1000/6100	標準(D-sub25ピン) またはGX-04(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	
MC-10K/30K	標準(D-sub25ピン) またはGX-04K(D-sub25ピン)	GX-07K(天びん側防水防じん) AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	
MC-100KS	標準(D-sub25ピン) またはGP-04(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	○	○	○	○	○	
MC-A	標準(D-sub9ピン) またはGXA-03	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	AX-KO2741-180にて天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
MC-M	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2737-500JA(天びん側防水防じん) AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	○	○	○	○	○	○	AX-KO2741-180またはAX-KO2737-500JAにて 天びんとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
AD4212A	標準(D-sub25ピン) またはAD4212A-04(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	-	○	○	○	○	
AD4212B	標準(D-sub25ピン)	AX-KO1710-200	○	-	○	○	○	○	
AD4212C	標準(D-sub9ピン)	AD4212C付属のケーブル	○	○	○	○	○	○	AD4212CとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
AD4212D	標準(D-sub9ピン)	AD4212D付属品のケーブル	○	○	○	○	○	○	AD4212DとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
AD4212F	標準(D-sub9ピン)	AX-KO3590-200/500/1000	○	○	○	○	○	○	AD4212FとAD8923を1つのACアダプタにて動作可能
EJ-B	EJ-03(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	-	-	-	○	○	○	
新EK	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2466-200	-	-	-	○	○	○	
EK-i / EW-i	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	-	-	-	○	○	○	
EK320iR	EK-03iR(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	-	-	-	○	○	○	
EK-L	標準(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	-	-	-	○	○	○	
FG	FG-23JA(Din8ピン)	AX-KO1786-200	-	-	-	○	-	-	
FG-CWP	接続不可		-	-	-	-	-	-	RS-232Cインターフェースの設定がないため
FS-i	FS-03i-JA(端子台)	AX-KO3285-320	-	-	-	○	-	-	
HV-G / HW-G	標準(Din8ピン)	AX-KO1786-200	-	-	-	○	-	-	
HV-C / HW-C	HVW-03CJA(D-sub9ピン)	AX-KO2741-180またはAX-KO2466-200	-	-	-	○	-	-	
HV-CWP / HW-CWP	HVW-03CWPJA(端子台)	AX-KO3285-320	-	-	-	○	-	-	
SC/SE	SCE-03JA(端子台)	AX-KO3285-320	-	-	-	○	-	○	
SW	SW-03-JA(端子台)	AX-KO3285-320	-	-	-	○	-	-	
FC-i/Si	接続不可		-	-	-	-	-	-	個数データのQTヘッダーに対応していないため接続不可
HC-i	接続不可		-	-	-	-	-	-	個数データのQTヘッダーに対応していないため接続不可
HD	接続不可		-	-	-	-	-	-	質量データのヘッダーがWTのため、QTヘッダーに対応していないため接続不可
GC	接続不可		-	-	-	-	-	-	個数データのQTヘッダーに対応していないため接続不可