

天びん用 AC アダプタ AX-TB248 仕様変更のお知らせ

天びん等に使用している AC アダプタの仕様変更を実施します。

- ・該当モデル： AX-TB248
- ・型名、品目コード、JAN コード、標準価格は変更ございません。
- ・変更する箇所、変更しない箇所について 下記の表をご確認下さい。

| | | 現在 | 変更後 |
|------|----------|------------------|-----|
| 変更なし | 型名 | AC アダプタ AX-TB248 | |
| | 品目コード | AX-TB248 | |
| | JAN コード | 4981046609241 | |
| | 標準価格(税抜) | ¥3,500 | |
| | 入力電圧 | 100-240V | |
| | プラグの種類 | A プラグ | |
| | 出力 | DC12V / 1A | |

| | | TB-248 | TB-248A |
|-------|-----------------------|------------------------------|---------|
| 変更あり | 本体記載のモデル名 | | |
| | 形状(全体) | | |
| | ※プラグの向き 横向きに変更されます | | |
| | 形状(DC プラグ部) | | |
| | ※使用時の影響はありません | | |
| ケーブル長 | 約 1.8m | 約 1.5m | |
| 法令対応 | PSE / UL / FCC / RoHS | PSE / DOE Level6 / CE / RoHS | |

AX-TB248 を使用している天びんの例

- ・組込み用天びん： AD-4212A~D
- ・分析天びん： BM / GH / GR / HR-I / HR-AZ(A)
- ・汎用天びん： GX(-A) / GF(-A) / GX-K / GF-K / GX-M / GF-M / FZ-i(WP) / FX-i(WP)
- ・粘度計： SV-A / SV
- ・リークテスター： AD-1690

※その他にも AX-TB248 を使用しているモデルがございます。