

A&D 製分析・汎用天びんの最小計量値（参考値※）一覧

最小表示	機種型名	ひょう量	最小計量値（参考値）
0.001 mg	BA-6TE	6.2 g	1.8 mg
	BA-6E	6.2 g	1.8 mg
	BM-5	5.2 g	2.0 mg
	BM-20	22 g	3.0 mg
0.01 mg	BA-225TE	220 g	20 mg
	BA-225	220 g	20 mg
	BM-252	250 g	20 mg
	GH-252	101 g（小レンジ）	24 mg
	GH-202	51 g（小レンジ）	24 mg
	HR-202i	51 g（小レンジ）	24 mg
	GR-202	42 g（小レンジ）	30 mg
0.1 mg	BM-500	520 g	120 mg
	GH-200	220 g	120 mg
	GR-200	210 g	120 mg
	GX-324AE	320 g	120 mg
	GX-324A	320 g	120 mg
	GF-324A	320 g	120 mg
	HR-250AZ	252 g	140 mg
	HR-250A	252 g	140 mg
0.001 g	GX-203A	220 g	1.4 g
	GF-203A	220 g	1.4 g
	FZ-200i	220 g	1.4 g
	FX-200i	220 g	1.4 g
0.01 g	GX-2002A	2200 g	14 g
	GF-2002A	2200 g	14 g
	FZ-2000i	2200 g	14 g
	FX-2000i	2200 g	14 g

※ 天びんの感度が正しく調整され、良好な環境下で、ひょう量の 5%かつ 100 mg 以上の荷重による繰り返し性の実測結果から求めた最小計量値です。最小計量値の詳細については、[薬局方に関するページ](#)をご参照ください。