

検定付き天びん比較表

新モデル

旧モデル

上位モデル

		FZ-Kシリーズ	FZ-iRシリーズ	GX-A-Kシリーズ
ひょう量	目量0.1mg機種	====	====	====
	目量0.01g (補助表示0.001g) 機種	320g	320g	620g
	目量0.1g (補助表示0.01g) 機種	3200g	2200g	6200g
	目量1g (補助表示0.1g) 機種	====	====	6200g
寸法	本体	193mm (W) × 262.5mm (D) × 84.5mm (H)	193mm (W) × 262.5mm (D) × 84.5mm (H)	212mm (W) × 317mm (D) × 93mm (H)
	計量皿	丸型 0.01g機種: φ130mm 0.1g機種: φ150mm	丸型 0.01g機種: φ130mm 0.1g機種: φ150mm	角型 0.01g機種: 128mm × 128mm 0.1g機種: 165mm × 165mm 1g機種: 165mm × 165mm
重量	本体質量	約3.0kg (WP-K約3.2kg)	約3.0kg	約5kg
材質	上ケース	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	下ケース	ステンレスSUS304	ステンレスSUS304	ステンレスSUS304
	計量皿	ステンレスSUS304	ステンレスSUS304	ステンレスSUS316
	本体保護カバー	PET	PET	PET
計量	個数計量	○	○	○
	コンパレータ表示	○ (3段)	○ (3段)	○ (5段/3段)
	動物計量	○	○	○
	統計演算	○	○	○
	比重測定	○	○	○
	流量測定 (FRD)			○
	衝撃検出 (ISD)	○		○
機能	内蔵分銅キャリブレーション	○	○	○
	オートキャリブレーション	○	○	○
	キーブザー	○	○	○
	最小表示固定			○
	自己診断			○
	自己点検 (ECL)			○
	最小計量値警告			○
	データメモリ			△ (計量値は不可)
	パスワードロック	○		○
風防	小型風防 (アクリル)	○	○	△ (0.001g機種)
	大型風防	●全モデル (ポリカーボネート) FXi-11-JA	●全モデル (ポリカーボネート) FXi-11-JA	●0.01gモデル (ガラス) GXA-10
出力	GLP出力	○	○	○
	日付・時刻出力	○	○	○
	インターバル出力	○	○	○
インタフェース	RS-232C	○	○	○
	USB (クイックUSB)	●FX-05JA *1	●FXi-02-JA	○ *1
	USB (仮想COM)	●FX-05JA *1		○ *1
	USBホスト			●GXA-24
	追加RS-232C			●GXA-03
	コンパレータ出力			●GXA-04
	カレントループ出力			
	アナログ電圧出力			●GXA-06
	LAN		●FXi-08	●FXi-08
	外部キー入力			●GXA-23-PLUG/REZERO/PRINT
その他	床下ひょう量フック	○	○	○
	動物計量皿キット	●FXi-12-JA	●FXi-12-JA	●GXA-12
	比重測定キット	●AD-1654	●AD-1654	▲ (0.01g機種用) GXA-13
	Bluetooth®接続	●GXA-27JA	●AD-8541-SCALE-JA	●AD-8541-SCALE-JA
	内蔵バッテリー		●FXi-09-JA	●GXA-09

※1 いずれかを内部設定で選択

※2 標準のRS-232Cインタフェースを取り外して、オプションを取り付け

オプション類は 防塵・防水仕様 / 非防塵・防水仕様のものがあります

○: 標準装備

△: 機種別の標準装備

●: オプション、別売品

▲: 機種別のオプション、別売品