

部品	材質	表面処置	機種
上ケース	アルミダイキャスト	塗装	共通
下ケース	SUS304		共通
ブランクパネル	SUS304		共通
RS232Cカバー	NBR		共通
電源カバーゴム	シリコンゴム		共通
足コマ	エラストマー		共通
アンダーフックカバー	軟質PE	帯電防止剤塗布	共通
本体保護カバー	PET		共通
ACアダプター	ケーブル部分：軟質塩ビ		共通
	DCプラグ部分：軟質塩ビ		
防水ブランクパネル	SUS304		0.1mgタイプ/WPシリーズ
ブランクパネル防水パッキン	NBR		0.1mgタイプ/WPシリーズ
皿受け(0.1mg)	亜鉛ダイキャスト		0.1mgタイプ
風防リング	SUS316		0.1mgタイプ
風防床板	SUS304		0.1mgタイプ
計量皿(0.1mg)	SUS316		0.1mgタイプ
計量皿(φ130)	SUS304		1mgタイプ
皿受け(φ130)	ABS	ニッケルメッキ	1mgタイプ
計量皿(φ150)	SUS304		0.01gタイプ
樹脂製皿受け(φ150)	ABS		0.01gタイプ
ダストプレート	SUS304		1mgタイプ/0.01gタイプ
アルミ製皿受け(φ150)	アルミダイキャスト		0.01gタイプ(5000iのみ)
RS232C防水パネル	SUS304		WPシリーズ
RS232C防水パッキン	NBR		WPシリーズ
風防フロント	ポリカーボネート	帯電防止剤塗布	大型風防(0.1mgタイプ付属)
風防サイドドア	ポリカーボネート	帯電防止剤塗布	大型風防(0.1mgタイプ付属)
トップドア	ポリカーボネート	帯電防止剤塗布	大型風防(0.1mgタイプ付属)
風防内カバー	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
風防リヤカバー	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
風防ベース	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
取っ手	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
トップスライドネジ	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
風防上レール	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
風防ベース	制電ABS		小型風防(1mgタイプ付属)
風防プレート	アクリル	帯電防止剤塗布	小型風防(1mgタイプ付属)
風防ピラー	制電ABS		小型風防(1mgタイプ付属)
風防フタ	制電ABS		小型風防(1mgタイプ付属)