

部品	材質	表面処置	機種
上ケース	アルミダイキャスト	塗装	共通
下ケース	SUS304		共通
床下カバー	シリコンゴム導電タイプ		共通
USB防水カバー	シリコンゴム		共通
足コマ	ABS		共通
ブランクパネル	SUS304		共通
電源カバーゴム	シリコンゴム		共通
皿受け脚	シリコンゴム		共通
表示部保護カバー	PET		共通
ACアダプター	ケーブル部分：軟質塩ビ		共通
	DCプラグ部分：軟質塩ビ		
ダストプレート	SUS304		0.1gタイプ/10mgタイプ/1mgタイプ
10mgダストプレート	SUS304		10mgタイプ
皿受け(10mg)	アルミダイキャスト		10mgタイプ
計量皿(10mg用)	SUS316		10mgタイプ
1mgダストプレート	SUS304		1mgタイプ
皿受け(1mg)	アルミダイキャスト		1mgタイプ
計量皿600	SUS316		1mgタイプ
ダストプレート(0.1mg)	SUS314		0.1mgタイプ
皿受け(0.1mg)用	LCP		0.1mgタイプ
計量皿(0.1mg用)	SUS316		0.1mgタイプ
上ベース	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
下ベース	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
後面カバー	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
内カバー	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
取っ手	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
レール	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
フレーム	制電ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
トップガラス	導電膜付ガラス		大型風防(0.1mgタイプ付属)
フロントガラス	導電膜付ガラス		大型風防(0.1mgタイプ付属)
サイドガラス	導電膜付ガラス		大型風防(0.1mgタイプ付属)
化粧ねじ	ABS		大型風防(0.1mgタイプ付属)
風防フタ	制電ABS		小型風防(1mgタイプ付属)
風防ベース	制電ABS		小型風防(1mgタイプ付属)
風防ピラー	制電ABS		小型風防(1mgタイプ付属)
風防プレート	アクリル	帯電防止剤塗布	小型風防(1mgタイプ付属)