

モデル		旧モデル	新モデル
		GX-KR	GX-M-K
最大ひょう量	目量0.1g機種	10.1kg	10.2kg
	目量1g機種	31kg	32.2kg
寸法	本体	300mm(W) × 355mm(D) × 111mm(H)	
	計量皿	角型 270mm × 210mm	
重量	本体重量	約9.3kg	約9.3kg
材質	上ケース	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	下ケース	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	計量皿	ステンレスSUS316	ステンレスSUS316
	本体保護カバー	PET	PET
計量	個数計量	○	○
	コンパレータ表示	○ (3段)	○ (5段/3段)
	動物計量	○	○
	統計演算	○(加算のみ)	○
	比重測定	○	○
	流量測定 (FRD)	-	○
	衝撃検出 (ISD)	-	○
	機能	内蔵分銅キャリブレーション	○
オートキャリブレーション		○	○
キーブザー		-	○
最小表示固定		○	○
自己診断		○	○
自己点検 (ECL)		-	○
最小計量値警告		-	○
データメモリ 単重		○	50個
データメモリ 計量値		○	なし
データメモリ 校正履歴		○	50個
データメモリ コンパレータ値		○	20個
データメモリ 風袋値		○	なし
比較結果の拡大表示		○	○
比較結果の出力データ追加		○	○
パスワードロック	-	管理者用、作業用者の2段階	
風防	簡易風防	△ (0.01g機種)	
出力	GLP出力	○	○
	目付・時刻出力	○	○
	インターバル出力	-	○
インタフェース	RS-232C	○	○ *4
	USB (クイックUSB)	-	○ *1
	USB (仮想COM)	-	○ *1
	コンパレータ出力	●GX-04K *2	●GXM-04 *3
	カレントループ出力	●GX-04K/GX-06K *2	-
	アナログ電圧出力	●GX-06K *2	●GXM-06 *3
	LAN	-	-
	外部接点入力	○ (RS-232C端子内)	●GXM-04 *3
	Bluetooth出力	-	-
	その他	床下ひょう量フック	○
動物計量皿キット		●GXK-12	●GXK-12
防水RS-232Cケーブル		●GX-07K	●AX-K02737-500JA

*1 いずれかを内部設定で選択

*2 標準のRS-232Cインタフェースを取り外して、オプションを取り付け

*3 標準のRS-232C/USBインタフェースを取り外して、オプションを取り付け

*4 出力データは、補助表示の前後にカッコ[]が入ります。 例) WT +100.0[2] g

○：標準装備

△：機種別の標準装備

●：オプション、別売品