

GX-M/GF-M ⇔ GX-K/GF-K新旧比較表

モデル	旧モデル		新モデル	
	GX-K(分銅内蔵)	GF-K	GX-M(分銅内蔵)	GF-M
最大ひょう量	最小表示0.01g機種	10.1kg	10.2kg	
	最小表示0.1g機種	31kg	32.2kg	
寸法	本体	300mm(W) × 355mm(D) × 111mm(H)		
	計量皿	角型 270mm × 210mm		
重量	本体重量	約9.3kg	約8.3kg	約9.3kg 約8.3kg
材質	上ケース	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	下ケース	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
	計量皿	ステンレスSUS316	ステンレスSUS316	ステンレスSUS316
	本体保護カバー	PET	PET	PET
計量	個数計量	○		○
	コンパレータ表示	○ (3段)		○ (5段/3段)
	動物計量	○		○
	統計演算	○ (加算のみ)		○
	比重測定	○		○
	流量測定 (FRD)	-		○
	衝撃検出 (ISD)	-		○
	機能	内蔵分銅キャリブレーション	○	-
オートキャリブレーション		○	-	○
キープザー		-		○
最小表示固定		○		○
自己診断		○	-	○
自己点検 (ECL)		-		○
最小計量値警告		-		○
データメモリ 単重		○		50個
データメモリ 計量値		○		200個
データメモリ 校正履歴		○	-	50個
データメモリ コンパレータ値		○		20個
データメモリ 風袋値		○		50個
比較結果の拡大表示		○		○
比較結果の出力データ追加		○		○
パスワードロック	-		管理者用、作業用者の2段階	
風防	簡易風防	△ (0.01g機種)		
出力	GLP出力	○		○
	日付・時刻出力	○	-	○
	インターバル出力	-		○
インタフェース	RS-232C	○		○
	USB (クイックUSB)	-		○ *1
	USB (仮想COM)	-		○ *1
	コンパレータ出力	●GX-04K *2 非防水		●GXM-04 *3 非防水
	カレントループ出力	●GX-04K/GX-06K *2 非防水		-
	アナログ電圧出力	●GX-06K *2 非防水		●GXM-06 *3 非防水
	LAN	-		●GXM-08 *4 非防水
	外部接点入力	○ (RS-232C端子内)		●GXM-04 *3
	Bluetooth出力	-		●GXM-27JA *3
その他	床下ひょう量フック	○		○
	動物計量皿キット	●GXK-12		●GXK-12
	防水RS-232Cケーブル	●GX-07K		●AX-KO2737-500JA

*1 いずれかを内部設定で選択

*2 標準のRS-232Cインタフェースを取り外して取付け

*3 標準のRS-232C/USBインタフェースを取り外して取付け

*4 標準のRS-232C/USBインタフェースを取り外して取付け(検定モデルには使用不可)

※ 非防水(防水仕様にする場合は標準RS-232CにAX-KO2737-500+AD-8526)

○ : 標準装備

△ : 機種別の標準装備

● : オプション、別売品