

	標準モデル 防塵・防水モデル	アドバンスドモデル		エントリーモデル		旧モデル	
		GX-A GX-AWP	GF-A GF-AWP	FZ-i FZ-iWP	FX-i FX-iWP	GX なし	GF なし
最大ひょう量※	最小表示0.001g機種	1600g		500g		1000g	
	最小表示0.01g機種	10kg		5kg		6kg	
	最小表示0.1g機種	10kg		なし		8kg	
寸法	本体	212mm(W) × 317mm(D) × 93mm(H)		193mm(W) × 262.5mm(D) × 84.5mm(H)		210mm(W) × 317mm(D) × 86mm(H)	
	計量皿	角型 0.001g機種: 128mm × 128mm 0.01g機種: 165mm × 165mm 0.1g機種: 165mm × 165mm		丸型 0.001g機種: φ130mm 0.01g機種: φ150mm		角型 0.001g機種: 128mm × 128mm 0.01g機種: 165mm × 165mm 0.1g機種: 165mm × 165mm	
材質	上ケース	アルミダイキャスト		アルミダイキャスト		アルミダイキャスト	
	下ケース	ステンレスSUS304		ステンレスSUS304		アルミダイキャスト	
	計量皿	ステンレスSUS316		ステンレスSUS304		ステンレスSUS316	
	本体保護カバー	PET		PET		PET	
計量	個数計量	○		○		○	
	コンパレータ表示	○(5段/3段)		○(3段)		○(3段)	
	動物計量	○		○		○	
	統計演算	○		○			
	比重測定	○				○	
	流量測定(FRD)	○					
	衝撃検出(ISD)	○					
機能	内蔵分銅キャリブレーション	○		○		○	
	自動感度調整	○				○	
	キーブザー		○		○		
	最小表示固定		○				○
	自己診断		○			○	
	自己点検(ECL)		○				
	最小計量値警告		○				
	データメモリ		○				○
風防	小型風防(アクリル)		△ (0.001g機種)	○	△ (0.001g機種)		△ (0.001g機種)
	大型風防		●		●		●
出力	GLP出力		○		○		○
	日付・時刻出力		○		○		○
	インターバル出力		○		○		○
	RS-232C		○		○		○
インタフェース	USB(クイックUSB)	○*1			●FXi-02		●GX-02 *2
	USB(仮想COM)	○*1					
	USBホスト		●GXA-24				
	追加RS-232C		●GXA-03				
	コンパレータ出力		●GXA-04				●GX-04 *2
	カレントループ出力						●GX-04/GX-06 *2
	アナログ電圧出力		●GXA-06				●GX-06 *2
	LAN		●FXi-08		●FXi-08		
	外部キー入力		●GXA-23		●		○
	ブルートゥース出力		●GXA-27JA				
その他	床下ひょう量フック		○		○		○
	動物計量皿キット		●GXA-12		●FXi-12		●GX-12
	比重測定キット		▲				▲
	内蔵バッテリー		●GXA-09		●FXi-09		

*1 いずれかを内部設定で選択

*2 標準のRS-232Cインタフェースを取り外して、オプションを取り付け

※ 防水モデルは 少しモデル数が絞られている

○: 標準装備

△: 機種別の標準装備

●: オプション、別売品

▲: 機種別のオプション、別売品