

モデル	旧モデル		新モデル		
	GX	GF	GX-A	GF-A	
外観	表示		バックライト付きLCD(液晶表示) 重量値の文字高さ17.8mm		
	皿サイズ	1mgタイプ 0.01/0.1gタイプ	128x128 165x165		
	寸法	210(W)x317(D)x86(H)		212(W)x317(D)x93(H)	
性能	最大秤量	1mgタイプ	1000g	1600g	
		0.01/0.1gタイプ	6kg	10kg	
機能	時計機能	○	—	○	
	水平玉	LED照明無し		LED照明有り	
	比重測定機能			○	
	データメモリ機能	計量値	200	40	200
		キャリブレーション履歴	50	v	50
		単位重量	20	20	50
		備考	いずれか1つを選択		計量値とキャリブレーション履歴を同時使用可能
	衝撃検出機能(ISD)	—		○	
	流量測定機能(FRD)	—		○	
	電子制御荷重(ECL)	—		○	
	最小計量値警告機能	—		○	
	パスワード機能	—		○(管理者用、作業用の2段階設定可能 Ver.1.211以降)	
	キーロック機能	—		○(Ver.1.211以降)	
	UFC機能	—		○	
	自己点検機能	電氣的なチェックのみ		ECLによる繰り返し性確認	
オートキャリブレーション	温度変化のみ	—	温度変化 インターバル時間経過 設定された時間	—	
gross、ネット、テア出力	—		○(コマンドにて対応) ソフトVer.1.100以降追加機能		
インターフェース	RS232C	標準装備(D-SUB25ピン メス)		標準装備(D-SUB9ピン オス)	
	USB	オプション(QuickUSB) GX-02		標準装備(QuickUSB、双方向USBの選択可能)	
オプション	RS-232C出力増設	—		GXA-03(絶縁タイプ)	
	コンパレータ・リレー出力	GX-04 (3段) プザー、接点入力付き カレントループ出力あり		GXA-04 (5段)、プザー、接点入力、レディ出力付き※1 カレントループ出力なし	
	アナログ電圧出力	GX-06 出荷時オプション		GXA-06 ユーザー取付オプション	
	イーサネット・インタフェース	—		Fxi-08-JA	
	内蔵バッテリーユニット ★	—		GXA-09	
	ガラス風防	2種類ある GX-10 1mg用 / GX-11 0.01・0.1g用		GXA-10 全モデル共通	
	無風イオナイザー付きガラス風防	—		GXA-17 全モデル共通	
	動物計量皿キット	GX-12		GXA-12 (GX/GFにも使用可能)	
	比重測定キット	GX-13		GXA-13 (GX/GFにも使用可能)	
	外部入力	コネクタAX-HDP-25P/CTFと フットスイッチAX-SW128を加工して接続		リゼロ用フットスイッチ入力 GXA-23-REZERO プリント用フットスイッチ入力 GXA-23-PRINT インタフェースボード接点入力用 GXA-23-PLUG ※2	
	USBホスト(USBメモリ)インタフェース ★	—		GXA-24	
	無風イオナイザー	—		GXA-25	
	外部IRスイッチ(REZERO/PRINTいずれかを選択)	—		GXA-26	
	Bluetooth通信	—		GXA-27	
	表示部保護カバー5枚セット	1mg用 AX-073003691-S 0.01/0.1g用 AX-073003692-S		AX-GXA-31	
	USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8m	—		AX-K05465-180(本体付属)	

★ 出荷時オプション

風防・動物計量皿・比重測定以外のオプションは、「いずれか1つのみ」装着可能

- ※1 プザーと接点入力(2点) 接点入力はジャックを差し込むだけ
 ・レディON: 計量表示中(コンパレータの有無に係わらず) Qコマンドで天びんから計量値が帰ってくる状態
 ・レディOFF: リゼロ中、CAL中、表示オフ等計量表示が出ていないとき
 仕様用途はPLCと接続した場合に、リゼロやCALが終了したかどうかを確認する

- ※2 GXA-23: フットスイッチ付き GXA-23-REZERO/ GXA-23-PRINTと、外部機器に接続するための GXA-23-PLUGの3種類ある
 接点入力(2点)はGX-04と同じで、コンパレータ出力の代わりにアクセサリで予定されている赤外線スイッチをつなぐことが可能

検定付きのGX-A-KIには使用不可