

汎用天びん比較表

| | 新モデル | | 旧モデル | | 兄弟モデル | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| | GX-Mシリーズ | GF-Mシリーズ | GX-Kシリーズ | GF-Kシリーズ | GX-Aシリーズ | GF-Aシリーズ |
| |  | |  | |  | |
| 最大ひょう量 | 最小表示0.001g機種 最小表示0.01g機種 最小表示0.1g機種 | - 10kg 32kg | - 10kg 30kg | - 10kg 30kg | 1600g 10kg 10kg | |
| 寸法 | 本体 計量皿 | 300mm(W) × 355mm(D) × 111mm(H) 角型 270mm × 210mm | 300mm(W) × 355mm(D) × 111mm(H) 角型 270mm × 210mm | 300mm(W) × 355mm(D) × 111mm(H) 角型 270mm × 210mm | 212mm(W) × 317mm(D) × 93mm(H) 角型 0.001g機種：128mm × 128mm 0.01g機種：165mm × 165mm 0.1g機種：165mm × 165mm | |
| 重量 | 本体重量 | 約9.3kg 約8.3kg | 約9.3kg 約8.3kg | 約9.3kg 約8.3kg | 約5kg 約5kg | |
| 材質 | 上ケース 下ケース 計量皿 本体保護カバー | アルミダイキャスト アルミダイキャスト ステンレスSUS316 PET | アルミダイキャスト アルミダイキャスト ステンレスSUS316 PET | アルミダイキャスト アルミダイキャスト ステンレスSUS316 PET | アルミダイキャスト ステンレスSUS304 ステンレスSUS316 PET | |
| 計量 | 個数計量 コンパレータ表示 動物計量 統計演算 比重測定 流量測定 (FRD) 衝撃検出 (ISD) | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ △加算のみ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ △加算のみ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 機能 | 内蔵分銅キャリブレーション オートキャリブレーション キーブザー 最小表示固定 自己診断 自己点検 (ECL) 最小計量値警告 データメモリ 計量値 データメモリ 校正履歴 データメモリ 単重 データメモリ 比較値 データメモリ 風袋値 比較結果の拡大表示 比較結果の出力データ追加 パスワードロック | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 風防 | 簡易風防 | △ (0.01g機種) | △ (0.01g機種) | △ (0.01g機種) | | |
| 出力 | GLP出力 日付・時刻出力 インターバル出力 | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ | ○ ○ ○ |
| インタフェース | RS-232C USB (クイックUSB) USB (仮想COM) USBホスト 追加RS-232C コンパレータ出力 カレントループ出力 アナログ電圧出力 LAN 外部キー入力 | ○ ○ *1 ○ *1 ○ ○ ●GXM-04 *3 ○ ●GXM-06 *3 AD-8526 ●GXM-04 *3 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ *1 ○ *1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ *1 ○ *1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| その他 | 床下ひょう量フック 動物計量皿キット 防水RS-232Cケーブル 比重測定キット 内蔵バッテリー | ○ ●GXK-12 ●AX-KO2737-500JA ○ AD-1682 | ○ ○ ○ ○ AD-1682 | ○ ●GXK-12 ●GX-07K ○ AD-1682 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ |

*1 いずれかを内部設定で選択
*2 標準のRS-232Cインタフェースを取り外して、オプションを取り付け
*3 標準のRS-232C/USBインタフェースを取り外して、オプションを取り付け

○：標準装備
△：機種別の標準装備
●：オプション、別売品
▲：機種別のオプション、別売品