

お客様各位

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

株式会社エー・アンド・デイ  
メディカル営業部

家庭用上腕式血圧計の交換カフのお知らせ

拝啓 新秋の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご愛顧頂いておりました調剤薬局様向け家庭用電子血圧計用交換カフにつきまして、2021年2月1日付で施行された国内で流通する血圧計に対する相互接続防止コネクタに係る国際規格（ISO（IEC）80369 シリーズ）への対応に伴い、新しく ISO 規格対応のカフを販売することになりましたので、カフ全体の運用を改めてご案内いたします。

新旧、カフ/エアプラグの形状が異なるものが存在しており、互換性がない場合がございます。

下記内容を十分ご確認ください。ご購入のほどお願いいたします。

ISO 規格に対応している製品、していない製品の見分け方として主に2つございます。

非 ISO 対応製品を使用いただくことに関しましては、法令上の支障は一切ございません。

1. カフのプラグの色



非 ISO 対応エアプラグ製品	ISO 対応エアプラグ製品
グレー	黒
	

2. 血圧計本体のプラグ接続部の内側の色



非 ISO 対応エアプラグ製品	ISO 対応エアプラグ製品
グレー	黒
	

非 ISO 対応エアプラグ製品の場合は下記の表①を、ISO 対応エアプラグ製品の場合は表②をご確認いただき、対応するカフをご購入いただくようお願いいたします。

これまでのご愛顧に感謝をいたしますとともに、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具




記

表① 非 ISO 対応エアプラグ製品の交換カフ (プラグがグレー、またはプラグ受け口の内側がグレーの場合)

現行製品					新製品			
型名	価格 (税込)	JAN コード	備考		型名	価格 (税込)	JAN コード	備考
 AXP-CUFFFALG103	¥2,200	4981046000550	標準サイズカフ (22 ~ 32cm)	⇒	 AXP-AUFN5Z2K103	¥1,980	4981046306430	プラグなし※別途 AXP-1074007091 が必要
 AXP-CUFFFLGY103	¥3,300	4981046000543	ラージサイズカフ (31 ~ 45cm)	⇒	 AXP-LADN5Z2K103	¥3,080	4981046306454	プラグなし※別途 AXP-1074007091 が必要
 AXP-CUFFGALG103	¥2,200	4981046000567	3D フィットカフ (17 ~ 32cm)	⇒	 AXP-AUGN5Z2K103	¥1,980	4981046306478	プラグなし※別途 AXP-1074007091 が必要
					 AXP-1074007091	¥220	4981046306805	非 ISO 対応プラグ

現行製品 (非 ISO 対応エアプラグ製品) を使用されている方は、新製品のプラグ無しカフ+非 ISO 対応エアプラグの組み合わせをご購入ください。現行製品の弊社在庫はございません。

表② ISO 対応エアプラグ製品の交換カフ（プラグが黒、またはプラグ受け口の内側が黒の場合）

型名	AXP-AUFG4K2G	AXP-AUGG4K2G	AXP-LADN4K2K103
画像			
価格(税込)	¥2,200	¥2,200	¥3,300
JAN コード	4981046196437	4981046196444	4981046306447
備考	標準サイズカフ (22~32cm)	3D フィットカフ (17~32cm)	ラージサイズカフ (31~45cm)

新製品（ISO 対応エアプラグ製品）を使用されている方は上記表のカフをご購入ください。

価格は標準価格となっております。送料や手数料は含まれておりません。

新製品はカフの色等の仕様が現行製品と一部、異なります。

以上