

お客様各位



送気球変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度当社水銀レス血圧計スワンハート UM-102, UM-102B に使用しております送気球を変更させていただくこととなりました。詳細につきましては、下記表をご参照ください。なお、変更時期については現在の製品在庫が無くなり次第変更後の送気球となりますので何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。

敬 具

	変更前	変更後
変更理由		ゴム球の材質をシリコンからエラストマーにすることで耐久性を向上。また、尻弁部の構造を見直し、尻弁の保持力を強化しました。
品 名	送気球	送気球
品目コード	UM-102-10-JC	UM-102-10-JC
標準価格	¥1,800 (税抜)	¥1,800 (税抜)
JAN コード	4981046714020	4981046714020
画像		
変更内容		外装の色をダークグレーからグレーに変更

ME 機器に関するお問い合わせ
 エー・アンド・デイ ME機器相談センター
0120-707-188
 受付時間：月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
 9:00～12:00 13:00～17:00