

業務用体重計 ACアダプタ対応表

ACアダプタ対応表(現行体重計)

| 品目 | 旧 ACアダプタ | | | 対応ACアダプタ(現行) | |
|--------------|---|---|---|---|---|
| | AX-TB196 | AX-TB162 | AX-TB230 | AX-TB266 | AX-TB294 |
| ACアダプタ型式 | AX-TB196 | AX-TB162 | AX-TB230 | AX-TB266 | AX-TB294 |
| 価格(税別) | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥4,500 |
| JANコード | 4981046605021 | 4981046712835 | 4981046714426 | 4981046618076 | 4981046305419 |
| 画像 |  |  |  |  |  |
| 備考 | 販売終了 | — | — | 販売終了 | — |
| AD-6020-12K | ○ | — | — | ○ | ○ |
| AD-6207A | ○ | — | — | ○ | ○ |
| AD-6207B | ○ | — | — | ○ | ○ |
| AD-6108 | ○ | — | — | ○ | ○ |
| AD-6108H | ○ | — | — | ○ | ○ |
| AD-6107R | ○ | — | — | ○ | ○ |
| AD-6400 | ○ | — | — | ○ | ○ |
| AD-6106R | — | — | — | ○ | ○ |
| AD6106RL | — | — | — | ○ | ○ |
| AD-6209 | — | ○ | ← 互換無し → ○ | ○ | ○ |
| AD-6209PBT-C | — | ○ | ← 互換無し → ○ | ○ | ○ |
| AD-6210 | — | ○ | ← 互換無し → ○ | ○ | ○ |
| AD-6121A | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AD-6122 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AD-6051A | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AD-6105Nシリーズ | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AD-6351 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AD-6042 | — | — | — | — | ○ |

互換無し：現在ご使用中の型式または現行のACアダプタをご使用ください。

2023/3/16

ACアダプタ対応表(販売終了機種)

| 品目 | 対応 ACアダプタ | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|
| | AX-TB105 | AX-TB196 | AX-TB230 | AX-TB266 | AX-TB294 |
| ACアダプタ型式 | AX-TB105 | AX-TB196 | AX-TB230 | AX-TB266 | AX-TB294 |
| 価格(税別) | ¥4,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥4,500 |
| JANコード | 4981046711852 | 4981046605021 | 4981046714426 | 4981046618076 | 4981046305419 |
| 画像 |  |  |  |  |  |
| 備考 | 販売中 | 販売終了 | 在庫限り | 販売終了 | 販売中 |
| AD-6020-5K | — | ○ | — | ○ | ○ |
| AD-6208A | — | ○ | — | ○ | — |
| AD-6208B | — | ○ | — | ○ | — |
| AD-6105W | — | ○ | — | ○ | — |
| AD-6106W | — | ○ | — | ○ | — |
| AD-6107W | — | ○ | — | ○ | — |
| AD-6106Nシリーズ | — | ○ | ○ | ○ | — |
| AD-6107Nシリーズ | — | ○ | ○ | ○ | — |
| AD-6105P | ○ | — | — | — | — |
| AD-6106P | ○ | — | — | — | — |
| AD-6107P | ○ | — | — | — | — |
| AD-6101C | ○ | — | — | — | — |

下記機種はメンテナンス期間を終了いたしました。
AD-6208A/AD-6208B/AD-6105W/AD-6106W/AD-6107W
対応ACアダプタも販売終了しましたので、電池でのご使用をお願い致します。

2023/3/16