

タニタ社体組成計 測定項目一覧

項目		AD-6552-MC-780	UFT-MC-780	UFT-DC-430	UFT-DC13
全身	体重	○	○	○	○
	体脂肪率	○	○	○	○
	脂肪量	○	○	○	○
	除脂肪量	○	○	○	○
	筋肉量	○	○	○	○
	標準体重	○	○	○	○
	体水分量	○	○	○	○
	細胞外液量	○			
	細胞内液量	○			
	細胞外液率	○			
	推定骨量	○	○	○	○
	BMI	○	○	○	○
	基礎代謝量	○	○	○	○
	内臓脂肪レベル		○	○	○
	アスリート指数		○		
	脚部筋肉量点数		○	○	○
	ローレル指数			○	○
	肥満度			○	○
	部位分析	筋肉量	○	○	
筋肉量評価		○	○		
脂肪率		○	○		
脂肪量		○	○		
脂肪率評価		○	○		
四肢骨格筋量	○	○			
体型判定	○	○	○	○	
筋肉量左右バランス	○	○			
Phase Angle	○	○			

※A&D販売促進部作成