

お客様各位

株式会社エー・アンド・デイ

ABPM オプションカフご注文時のご確認内容について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

ABPM 携帯型自動血圧計 TM-2441 に使用しているカフのコネクタは、ISO 国際規格に対応するため 2022 年 1 月に仕様変更しております。対応以前の製品については、対応後のカフのコネクタとは互換性はありません。したがって、対応前のオプションカフを購入される場合には、以下の内容にご注意いただき注文いただけますようお願いいたします。

*規格対応前の製品についてはそのままご使用いただいて問題はございませんが、規格対応後の製品と複数台における運用となる場合は ABPM 本体と対応カフについての管理、運用をお願いします。

ABPM・オプションカフ旧モデル			ABPM・オプション新モデル		
ABPM 本体（旧モデル）：2021年1月迄出荷製品 品目コード：TM2441-JC 外観：ベゼル色グレー			ABPM 本体（現行モデル） 品目コード：TM-2441L-JC16 外観：ベゼル色ネイビー		
					
オプションカフ 外観：グレー色ホース			オプションカフ 外観：ネイビー色ホース		
品目コード	品名	JAN コード	品目コード	品名	JAN コード
TM-CF402A	ラージカフ左上腕用	4981046155038	TM-CF402B	ラージカフ左上腕用	4981046197908
TM-CF302A	アダルトカフ左上腕用	4981046155021	TM-CF302B	アダルトカフ左上腕用	4981046197885
TM-CF202A	スモールカフ左上腕用	4981046155014	TM-CF202B	スモールカフ左上腕用	4981046197892
TM-CF802A	アダルトカフ右上腕用	4981046155052	TM-CF802B	アダルトカフ右上腕用	4981046197922
TM-CF306A	ディスプレイザブルカフ扇形	4981046712767	TM-CF306A	ディスプレイザブルカフ扇形	4981046712767
TM-CT200-110	ディスプレイ用エアホースアダプタ	4981046712774	TM-CT200-110A	ディスプレイ用エアホースアダプタ	4981046197939
			※ディスプレイカフは ABPM 本体に接続するためのエアホースアダプタのみ 変更となり、カフ本体に変更はありません。		

敬具