

お客様各位

A&D 株式会社 **エー・アンド・デイ**



医用電子血圧計 UM-211・UM-212BLE 用オプションカフ切替のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。さてこの度、JIS規格の変更に対応するため、カフプラグおよび製品コネクタを変更いたします。つきましては、対象機種[※]の医用電子血圧計 **UM-211** および **UM-212BLE** の製品切替をさせて頂く運びとなりました。これに伴い、当該機種用のオプションカフも切替をさせていただきます。

現行製品と後継品用カフの互換性はございませんので、それぞれの専用オプションカフをお求めいただきますようお願い申し上げます。

製品切替に伴い現行製品ならびにオプションカフは製造を終了し、在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。ご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

品名	標準価格 (税抜)	現行品	JANコード	対象機種	製品画像
LLカフ(適応腕周:41cm~50cm)	¥4,000	UM-CUF-RS-LL-JC	4981046162081		プラグ色:グレー 
LAカフ(適応腕周:31cm~45cm)	¥2,700	UM-CUF-RS-LA-JC	4981046162050		
Aカフ(適応腕周:22cm~32cm)	¥2,000	UM-CUF-RS-A-JC	4981046159425		
SAカフ(適応腕周:16cm~24cm)	¥2,200	UM-CUF-RS-SA-JC	4981046162029		
SSカフ(適応腕周:12cm~17cm)	¥2,200	UM-CUF-RS-SS-JC	4981046162005		

品名	標準価格 (税抜)	後継品	JANコード	対象機種	製品画像
LLカフ(適応腕周:41cm~50cm)	¥4,000	UM-LLRS4K1KJC	4981046306485		
LAカフ(適応腕周:31cm~45cm)	¥2,700	UM-LARS4K1KJC	4981046306508		
Aカフ(適応腕周:22cm~32cm)	¥2,000	UM-AURS4K1KJC	4981046306522		
SAカフ(適応腕周:16cm~24cm)	¥2,200	UM-SARS4K1KJC	4981046306546		
SSカフ(適応腕周:12cm~17cm)	¥2,200	UM-SSRS4K1KJC	4981046306560		

※後継品プラグ:黒



ME機器に関するお問い合わせ
エー・アンド・デイ ME機器相談センター
0120-707-188
受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
9:00~12:00 13:00~17:00

A&D 株式会社 **エー・アンド・デイ**

メディカル事業推進部

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14 TEL 03-5391-6120
東海事業所: 〒507-0054 岐阜県多治見市宝町 9-19 TEL 0120-707-188
URL: <https://www.aandd.co.jp>