

2022年5月17日

株式会社エー・アンド・デイ

【新製品情報】A & Dは、検定付きの中量級電子天びん「GX-M-Kシリーズ(A&D Apollo)」を新発売いたしました。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、検定付きの中量級電子天びん「GX-M-Kシリーズ（A&D Apollo）」を新発売いたしました。

<https://www.aandd.co.jp/products/weighing/balance/bal-approved/gx-m-k/>

【1. 「GX-M-Kシリーズ（A&D Apollo）」の主な特長】

検定付きの中量級（ひょう量 8.2kg～32.2kg）電子天びんです。分銅内蔵型で自己補正機能付きなので、使用地区の制限を受けません。

A & Dが特許を取得している便利な機能を搭載し、豊富なインターフェースに対応しています。

(1) 測定方式

電磁平衡式

(2) gモード、kgモードの精度等級

1級：GX-8202M-K、GX-10202M-K

2級：GX-12001M-K、GX-22001M-K、GX-32001M-K

(3) ワイドセレクション

目量 0.1g（補助目量 0.01g）/ひょう量 8.2kg～目量 1g（補助目量 0.1g）/ひょう量 32.2kg、
全5モデル

(4) 洗える安心防塵・防水等級 IP65

粉体や液体の計量にも安心の防塵・防水等級 IP65

計量皿・皿受けだけではなく、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が容易

(5) 天びんを安心してご使用いただくために

ISD（Impact Shock Detection）：衝撃検出機能〔特許取得済〕

計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

(6) 天びんの繰り返し性・最小表示の確認に

ECL (Electronically Controlled Load) : 電子制御荷重 (自己点検) 機能 [特許取得済]
外部分銅を使わずに、天びんの繰り返し性をわずか 90 秒で算出完了

(7) ポンプ流量など液体の計量に

FRD (Flow Rate Display) : 流量測定機能 [特許取得済]

荷重の変化を「流量」として計算し、天びん単体で高精度の流量測定が可能

A & Dのホームページに、各機能のわかりやすい動画とオプション製品を掲載しています。



【2. 「GX-M-K シリーズ (A&D Apollo)」 の主な仕様/標準価格】

型名	GX-8202M-K	GX-10202M-K	GX-12001M-K	GX-22001M-K	GX-32001M-K
精度等級	1級		2級		
ひょう量	8.2kg	10.2kg	12.2kg	22.2kg	32.2kg
目量	0.1g		1g		
補助表示	0.01g		0.1g		
使用範囲	1g~8.2kg	1g~10.2kg	5g~12.2kg	5g~22.2kg	5g~32.2kg
表示単位	検定対象	g(グラム)、kg(キログラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)			
	検定対象外	pcs(個数)、%(パーセント)			
標準価格(税抜)	¥200,000	¥240,000	¥170,000	¥210,000	¥290,000

【3. 発売日】

2022年5月17日

A & Dは、用途に応じて各種の天びん・はかりを用意しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/products/weighing/#balance>

<会社概要>

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ
(東証プライム市場 7745 株式会社 A & D ホロンホールディングスグループ)

本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信

事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、
工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

<画像 URL>

<https://i-imageworks.jp/iw/Pu/Public.do?pid=2f4c574c68776d78424d756e317a41514535666252673d3d&isRedirect>

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社エー・アンド・デイ
販売促進部 西塚、大塚
MAIL : and-weighing@aandd.co.jp