

2022 年 10 月 19 日
株式会社エー・アンド・デイ

【商標登録情報】 A & D は、肺炎重症化の指標となる動脈血酸素飽和度（SpO₂）を測定する医療機器「パルスオキシメータ」のペットネーム「Pulse Pro」を商標登録いたしました。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、肺炎重症化の指標となる動脈血酸素飽和度（SpO₂）を測定する医療機器「パルスオキシメータ」のペットネーム「Pulse Pro」を商標登録いたしました。
なお、A & D は Pulse Pro シリーズとして下記の 2 モデルを好評発売中です。

【1. 商標登録の概要】

商 標：P u l s e P r o（称呼：パルスプロ）
登 録 番 号：第 6613553 号
登 録 日：令和 4（2022）年 9 月 12 日
特許公報発行日：令和 4（2022）年 9 月 21 日
権 利 者：株式会社エー・アンド・デイ

P u l s e P r o

【2. パルスオキシメータ「UP-200（Pulse Pro）」の主な特長】

https://www.aandd.co.jp/products/medical/equipment/me-pulse_oximeter/up200/

（1）測定状態を確認できる PI 値の表示機能を搭載

PI 値は、動脈血酸素飽和度（SpO₂）を測定している指の血流状態を示す指標です。
身体の冷えなどにより指先を循環する血液のめぐりが悪化すると、PI 値が低くなります。
UP-200（Pulse Pro）に表示された PI 値が 1.0 未満の場合は、測定中の指では正確な測定ができないおそれがあるため、他の指で測定するなどの対応を判断することができます。



(2) かんたん操作

装着するだけで電源 ON、外せば電源 OFF



(3) 回転画面表示

本体の向きで画面が回転

販売名 : パルスオキシメータ UP-200

医療機器番号 : 304AHBZX00004000

医療機器分類 : 管理医療機器 特定保守管理医療機器

測定方式 : 2 波長吸光度法

外形寸法 : 約 58 (W) × 32 (D) × 35 (H) mm

【3. パルスオキシメータ「TM-1111 (Pulse Pro J)」の主な特長】

https://www.aandd.co.jp/products/medical/equipment/me-pulse_oximeter/tm1111/



(1) 日本製の医療機器認証品

JIS 規格に適合

(2) 小型、軽量

本体重量わずか 45g

(3) かんたん操作

装着するだけで電源 ON、外せば電源 OFF

(4) 回転画面表示

本体の向きで画面が回転

(5) 日常業務に配慮し、衝撃に強い素材を使用（ポリカーボネート製）

各面 1m 落下試験 100 回クリア



販売名 : パルスオキシメータ TM-1111
認証番号 : 304ABBZX00005000
医療機器分類 : 管理医療機器 特定保守管理医療機器
測定方式 : パルスオキシメトリ法
外形寸法 : 約 58.5 (W) × 32.3 (H) × 34.0 (D) mm

A & Dは、用途に応じて各種の医療・健康機器を用意しています。
詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/products/medical/>

<会社概要>

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ
(東証プライム市場 7745 株式会社A & Dホールディングス グループ企業)
本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14
代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信
事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、
工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

<画像 URL>

<https://i-imageworks.jp/iw/Pu/Public.do?pid=463879396b48456f7232696e317a41514535666252673d3d&isRedirect>

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社エー・アンド・デイ メディカル営業部 梅田 宗紀、荒 裕二^{あら}

MAIL : and-medical@aandd.co.jp

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

<https://www.aandd.co.jp>