

【新製品情報】 A & D は、A & D 製の電子天びんで取得した計量データを堅牢かつトレーサブルに管理し、21 CFR Part 11/データインテグリティ対応を容易にするアプリケーション「A&D SeCUR™」を新発売いたしました。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、A & D 製の電子天びんで取得した計量データを堅牢かつトレーサブルに管理し、コンプライアンス対応を容易にする Windows ベースのアプリケーション「A&D SeCUR」を新発売いたしました。

【1. A&D SeCUR の概要】

A&D SeCUR は、A&D の『Safe, Electronic Controlling Utility for Recording（安全な電子記録管理ユーティリティ）』を意味し、「エー・アンド・デイ セキュア」と読みます。

FDA（米国食品医薬品局）の 21 CFR Part 11（米国連邦規則集第 21 編第 11 部）や、データインテグリティにおける ALCOA+ の要件を最小限の設定と操作で満たすことが可能で、シンプルなコンプライアンス対応とスマートなデータ管理を実現いたします。



注) A&D SeCURがインストールされたPC1台につき、エー・アンド・デイ製電子天びん1台のみ対応

【2. A&D SeCUR の主な機能】

- メタデータの付与：計量結果をユーザー名やロット ID、日時等と共に記録・保存
- 監査への対応：編集不可の PDF レポートや、全ての操作履歴を残した監査証跡を生成

- ユーザーの管理：ID とパスワードによるアクセス許可および権限の設定
- データの改ざん防止：MD5 チェックサムと暗号化でデータの真正性を保護
- 記録ミスのゼロ化：計量結果を接続した天びんから直接取り込み
- 取り消したデータの保持：無効化された計量結果も消去不可で、理由と共に表示・出力


ホーム画面




計量画面



監査証跡



PDFレポート



詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.aandd.co.jp/products/weighing/balance/bal-sofwares/ad_secur/

【3. 対応可能な A & D 製電子天びん（動作確認済み）】

- | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| ■ BA-T/BAシリーズ | ■ BH-T/BHシリーズ | ■ BMシリーズ |
| ■ GHシリーズ | ■ GRシリーズ | ■ GX-A/GF-Aシリーズ |
| ■ GX-AWP/GF-AWPシリーズ | ■ GX-M/GF-Mシリーズ | ■ GX-L/GF-Lシリーズ |
| ■ FZ/FXシリーズ | ■ FZ-WP/FX-WPシリーズ | ■ EK-iシリーズ |

【4. 発売日/標準価格】

発 売 日：2025 年 12 月 25 日

標準価格：¥ 300,000（税抜）

7 日間の無料トライアル（ライセンスキー不要）を実施しています。

ライセンスキー(専用 USB ドングル)をご購入することにより、継続利用が可能になります。

こちらから無料トライアルをお試しいただくことができます。

https://aandd.co.jp/support/soft_download/weighing.html

A & Dは、用途に応じて各種の天びん・台はかりをご用意しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/products/weighing/#balance>

会社概要

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ www.aandd.co.jp
(東証プライム市場 7745 株式会社 A & D ホロンホールディングス グループ企業)

本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信

事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、
工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

画像 URL

<https://andmediahub.com/guest/yb9j9a46jl>

本件に関するお問い合わせ先

販売促進部 松浦

E-MAIL : and-weighing@aandd.co.jp