

㈱エー・アンド・デイは、ピペット容量テスターを発売します。

株式会社エー・アンド・デイ

本社：東京都豊島区東池袋 3-23-14

代表：代表取締役 執行役員社長 古川 陽

東証1部：7745

㈱エー・アンド・デイは、「ピペット容量テスター」シリーズを発売します。

理化学の実験で日常的に使用されているピペットは、大変身近な実験機器ですが、極微量の液体サンプルを正確に量り取るという高度な内容を求められる機器でもあります。そして、いつでも正しい値を得るためには、機器が正しく動作していることを定期的を確認することが重要です。

この確認作業が意外に容易ではありませんでした。そのため、膨大な手間をかけて

自身でチェックを行うか、コストをかけて他者に委ねるかという二者択一にならざるを得ない状況でした。手間をかけず、コストもミニマムで、簡単にそのチェックを可能にしたのが、

「ピペット容量テスター」シリーズです。国際規格 IS08655 に準拠した、エー・アンド・デイ特性のソフトウェアプログラムに沿って行っていただくだけで、どなたにでもチェックが可能です。

ピペットを大量にお使いの研究部門、教育機関などに、特にお勧めいたします。

□主な特徴

- 国際規格 IS08655 に準拠しています。
- 専用ソフトウェア (WinCT-Pipette) により、容易に判定が可能です。
- 測定結果の出力も可能です。
- 20 μ l からの幅広い容量範囲に対応します。
- 付属の水温計で、検査時最大の誤差要因を解消します。
- 液体の蒸発を防ぎ、サイドからのアクセスも容易な湿度保持容器を付属しています。
- 付属のキャリングケースにより、持ち運びが可能です。
- USB 通信キット、校正用分銅も標準装備しています。



使用例 AD-4212B-PT

□標準小売価格

機種	対応容量	標準小売価格(税込み価格)
AD-4212B-PT	20 μ l ~ 10000 μ l	¥600,000(¥630,000)
AD-4212A-PT	200 μ l ~ 10000 μ l	¥450,000(¥472,500)
FX-300i-PT	10000 μ l ~	¥198,000(¥207,900)

本リリースに関するお問合せ

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

TEL 03-5391-6126 FAX 03-5391-6129

担当： 関口

<http://www.aandd.co.jp>