

A & Dは、24時間血圧 (ABPM) が測定できる 携帯型自動血圧計「TM-244」(型名TM-2441)専用の 解析ターミナル「TM-2486」を新発売いたしました。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、家庭血圧、診察室血圧、自由行動下血圧測定などの測定モードを搭載し、24時間血圧 (ABPM) が測定できる携帯型自動血圧計「TM-244」(型名TM-2441) のオプション品である専用解析ターミナル「TM-2486」(Dr. Pro Touch2) を新発売いたしました。

タッチパネル式で操作しやすく、TM-2441の測定モードや気温、気圧、身体活動度など測定環境データの解析にも対応しています。

【1. 製品概要】

解析ターミナル「TM-2486」(Dr. Pro Touch2)は、携帯型自動血圧計「TM-244」(型名TM-2441)のオプション品の解析装置です。

TM-2441は血圧と同時に血圧変動の要因となる測定環境（気温、気圧、身体活動度）をデータ収集することが可能ですが、合わせてTM-2486をご採用いただくことにより、これらのデータを手軽に解析することができます。

7インチタッチパネル式で直感的な操作が可能で、トレンドグラフをはじめとした各種グラフの表示もできます。

また、これらのデータをパソコンに取り込みPDFファイルとして出力することも可能で、被験者様への説明資料としてもお役にいただくことができます。



【2. 主な特長】

- (1) マルチセンサー対応
 - ・ 血圧・脈拍に加え、測定環境（気温・気圧・身体活動度）を記録するTM-2441のマルチセンサーに対応
 - ・ 測定結果グラフに血圧・脈拍データに加え、測定環境（気温・気圧・身体活動度）の変動を表示可能
- (2) 多彩な測定モードに対応
 - ・ TM-2441のオートスタート、オートストップ機能に対応
 - ・ 任意の時間に自動的に測定開始、または停止する設定が可能
 - ・ 家庭血圧モード、診察室血圧モード、夜間血圧モードの設定が可能
- (3) タッチパネルによる操作が可能
 - ・ 手軽な操作を実現する7インチサイズのカラー液晶タッチパネルを搭載
 - ・ 見やすいアイコンで直感的な操作が可能
- (4) TM-2441のIHB検出機能に対応
 - ・ TM-2441の不規則脈波（Irregular Heart Beat）検出機能に対応し、解析レポートに表示
- (5) 各種グラフ表示
 - ・ サマリーグラフ、相関図、トレンドグラフ、ヒストグラム、サーカディアンリズム、HBIグラフの表示が可能で、その画面のPDFファイル化も可能
- (6) レポート出力
 - ・ 24時間レポート、簡易レポート、フルレポートの3種のレポート出力が可能
- (7) ファイル出力
 - ・ 上記レポートのPDFファイル出力と各種数値データのCSVファイル出力が可能

【3. 製品仕様】

販売名	携帯型自動血圧計TM-244のオプション品
名称	解析ターミナル
品番	TM-2486
認証番号	229AHBZX00007000
外形寸法	203(W) × 153(D) × 58(H)mm（突起物を除く）
質量	約1.0kg
表示	バックライト付きTFTカラー液晶表示（7インチサイズ、800 × 480dot）

【4. 発売日・標準価格・付属品】

- 発売日 : 2019年3月18日
標準価格 : 本体価格 ¥280,000（税抜）
付属品 : 傾斜台、ACアダプタ、USBフラッシュメモリ4G、取扱説明書、添付文書

会社概要

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ
本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14
代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信
設立 : 1977年5月
資本金 : 6,388百万円
市場情報 : 東証1部 7745
事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

画像URL

https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0319_tm2486/tm2486.jpg

<本件に関するお問い合わせ先>

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

TEL : 03-5391-6120 メディカル事業推進部 板良敷（イタラシキ）岳史

（取材・問い合わせ専用です。広告営業はお控えください）

<https://www.aandd.co.jp>