


2022 年 11 月 24 日
株式会社エー・アンド・デイ

A & D は、A & D 製の全自動血圧計など医療・健康機器をご採用いただいているユーザー様へのインタビュー内容をまとめた情報マガジン『WAY』VOL. 30 を発行いたしました。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、A & D 製の全自動血圧計など医療・健康機器をご採用いただいているユーザー様へのインタビュー内容をまとめた情報マガジン『WAY』VOL. 30 を発行いたしました。



【1. 『WAY』とは】

<World of A&D Yields HONMONO>の頭文字をとった造語です。

「HONMONO」は、「本物」にこだわるA & Dの経営理念を表しています。

『WAY』は、お客様と共に進む明るい未来への「道」、そして現状よりも一歩でも「上」に行くことをイメージして名づけました。

A & D製品のユーザー様へのインタビュー内容を手軽にお読みいただけるように、表紙と裏表紙を合わせて4ページにまとめています。

【2. 『WAY』VOL. 30 の内容】

レントゲン車 3 台と出張内視鏡検診車 1 台で巡回健診を実施されている池田病院様。
2021 年は年間で 425 件、43,096 名の巡回健診を行うにあたり、A & D の機器を活用した独自の自動システムを開発し、巡回健診の効率化を実現されました。

「当院は現状では複数回測定を人間ドックで行っていますが、巡回健診では未実施です。
精度が高い健診のために、巡回健診でも複数回測定して平均値を採用するための準備を進めています。

人間ドックでは無理なく複数回測定ができています。時代のニーズにマッチした便利な血圧計ですね」

とお話しいただいています。

● 全文はこちら ●

<https://www.aandd.co.jp/way/vol30/>

【3. 『WAY』既発行号のご案内】 <https://www.aandd.co.jp/way/>

『WAY』	発行日	インタビュー先	テーマのA&D製品・サービス
VOL.1	2016年6月	雪印メグミルク株式会社様	ウェイトチェッカ、金属検出機
VOL.2	2016年8月	ジーエルサイエンス株式会社様	分析天びん、電動マイクロピペット
VOL.3	2016年9月	昭和大学薬学部 薬剤学研究室様	音叉型振動式粘度計 SV-Aシリーズ
VOL.4	2016年11月	群馬大学理工学部 井上研究室様	剛体振り子型物性試験器
VOL.5	2016年12月	コープネット事業連合 商品検査センター様	天びんの校正サービス
VOL.6	2017年2月	東京大学大学院 植物生存システム分野様	分析天びん、天びん環境アナライザー
VOL.7	2017年6月	日通NECロジスティクス株式会社様	データアキュイジション装置
VOL.8	2017年7月	習志野台整形外科内科様	NFC通信機能付き活動量計
VOL.9	2017年11月	片山化学工業株式会社様	分析天びん、ピペット容量テスター、リークテスター
VOL.10	2018年1月	東海大学工学部 応用化学科 浅香研究室様	音叉振動式レオメータ
VOL.11	2018年2月	株式会社メディエイド様	Bluetooth通信対応血圧計などICT健康機器
VOL.12	2018年5月	株式会社セアスターコーポレーション様	熱中症指数モニター みはりん坊プロ
VOL.13	2018年7月	和歌山大学 保健センター様	健診機器データ収集装置など健診機器
VOL.14	2018年9月	早稲田大学 名誉教授 大聖泰弘様	自動車計測・制御シミュレーションシステム
VOL.15	2018年10月	名古屋工業大学 保健センター様	健診機器データ収集装置など健診機器
VOL.16	2018年11月	株式会社ボルテックスセイグン様	診之助Slim(販売名:全自動血圧計 TM-2657シリーズ)
VOL.17	2019年2月	関西医科大学 衛生・公衆衛生学講座様	電動マイクロピペット
VOL.18	2019年2月	かんりウマチ・整形外科クリニック様	データ収集アダプタなど医療機器
VOL.19	2019年3月	キリン株式会社様	音叉型振動式粘度計 SVシリーズ
VOL.20	2019年6月	特別養護老人ホーム 恒春園様	バリアフリースケール(車いす用)
VOL.21	2019年10月	株式会社MIND様	X線検査機・金属検出機・ウェイトチェッカ
VOL.22	2019年11月	東京地下鉄株式会社様	工業計測機器 動ひずみ測定器/ひずみゲージ
VOL.23	2020年2月	マツダ株式会社 パワートレイン技術開発部様	エンジニアリングサービス/油圧可変動バルブ
VOL.24	2020年9月	ボーカルメンター 佐藤涼子先生	超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN-135
VOL.25	2020年12月	一般社団法人 日本血液製剤機構様	音叉振動式粘度計、卓上型引張圧縮試験機
VOL.26	2021年6月	アーティスト LiSAさん	超音波温熱吸入器 ホットシャワー5 UN-135
VOL.27	2021年9月	株式会社コスメ・ニスト様	ウェイトチェッカAD-4942B
VOL.28	2022年2月	日本コントロールシステム株式会社様	分銅内蔵型電子天びん GX-AE/GX-Aシリーズ
VOL.29	2022年10月	株式会社 十万石ふくさや様	金属検出機AD-4976シリーズ

【4. 『WAY』VOL. 30 発行日】

2022 年 11 月 21 日

【5. 製品詳細】

データ収集アダプタ AD-6904A(Health Date Interface)

<https://www.aandd.co.jp/products/medical/no-me/me-sofwares/ad6904a/>

- 個人 ID と測定結果を紐づけてパソコンに送信
- 蓄積された測定データは CSV ファイルに出力して、
エクセルでの管理や編集が可能
- パソコンへの入力作業の省力化、業務効率向上
- 検査・データ処理の時間短縮



全自動血圧計 TM-2657W シリーズ(診之助 Slim)

<https://www.aandd.co.jp/products/medical/equipment/me-sphygmomanometer/tm2657w/>

- 音声ガイド、プリンタ付きモデルの「TM-2657WVP」は 2 回または 3 回の複数回測定が実施可能で、平均値を印字
- データ収集アダプタ「AD-6904A」に接続可能
- オプションで Bluetooth®通信に対応可能
- 軽量・コンパクトを追求した省スペース型
- 販売名：全自動血圧計 TM-2657 シリーズ
- 認証番号：226AHBZX00016000



デジタル身長体重計 AD-6351

<https://www.aandd.co.jp/products/medical/medical-scales/me-heightscale/ad6351/>

- 令和 3 年度、4 年度と連続で公益財団法人 学校保健会様の
推薦用品に選定
- データ収集アダプタ「AD-6904A」に接続可能
- 検定付：精度等級 3 級
- 軽量・コンパクト収納



A & Dは、用途に応じて各種の医療・健康機器を用意しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/products/medical/>

<会社概要>

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ
(東証プライム市場 7745 株式会社 A & D ホロンホールディングス グループ企業)
本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14
代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信
事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、
工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

<画像 URL>

<https://i-imageworks.jp/iw/Pu/Public.do?pid=7645474970542f75572f756e317a41514535666252673d&isRedirect>

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社エー・アンド・デイ 営業推進部 ^{かみきはら} 上木原 孝治

MAIL : and-way@aandd.co.jp

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

<https://www.aandd.co.jp>