
【新製品情報】 A & D は、株式会社タニタの体組成計分析アルゴリズムを採用した、デュアル周波数体組成計 2 モデルの販売を開始いたしました。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、2020 年 2 月から業務提携している株式会社タニタの体組成計分析アルゴリズムを採用した、デュアル周波数体組成計 2 モデルの販売を開始いたしました。

【1. デュアル周波数体組成計と体組成アルゴリズム】

体組成計は身体に微弱な電流を流し、体内の電気抵抗値を測定する機器です。その中でも特に詳細な体組成を測定できるデュアル周波数体組成計は、高周波数と低周波数の 2 種類の電流を使用しています。

このたび販売開始した 2 モデルは、タニタの最新体組成アルゴリズム「4-コンパートメントモデル（4C）法」を搭載し、体組成を脂肪・ミネラル・タンパク質・水分の要素に分けてそれぞれ分析することにより、正確で信頼性のある体組成評価を実現しています。

https://www.aandd.co.jp/products/medical/medical-scales/me-wei-body_composition_analyzers/uft-dc13_430/

- 全身の体組成を測定：体重、体脂肪率、脂肪量、筋肉量、体水分量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、体型判定など
- 約 10 秒で測定可能
- わかりやすいレベル/判定
- SD メモリーカードにデータ保存可能（SD カードは付属していません）
- 外部インターフェース：USB ポート、RS-232C ポート

【2. 非検定品「UFT-DC13」の概要】（製造元：株式会社タニタ秋田）

- 靴や靴下を履いたままで、両手で手軽に素早く測定
- 非検定品：取引・証明には使用不可
- ひょう量：200 kg（着衣量を含む）
- 外形寸法/本体質量：約 568（W）× 603（D）× 1,027（H）mm/12 kg
- 標準価格：¥285,000（税抜）



【3. 取引・証明用/検定付「UFT-DC-430」の概要】（製造元：株式会社タニタ秋田）

- 体重証明用に使用可能
- 型式承認：精度等級 3 級
- ひょう量：270 kg（着衣量を含む）
- 外形寸法/本体質量
ポールタイプ 約 360 (W) × 677 (D) × 1,070 (H) mm/13.5 kg
セパレートタイプ 約 360 (W) × 260 (D) × 94 (H) mm/7.0 kg
- 標準価格
ポールタイプ ￥285,000（税抜）
セパレートタイプ ￥240,000（税抜）



ポールタイプ



セパレートタイプ

両タイプとも、ホワイトとダークグレーの 2 色あり

【4. 販売開始日】

2023 年 12 月 25 日

A & Dは用途に応じて、各種の医療・健康機器をご用意しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/products/medical/>

会社概要

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ www.aandd.co.jp
(東証プライム市場 7745 株式会社 A & D ホロンホールディングス グループ企業)

本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信

事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、
工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

画像 URL

<https://i-imageworks.jp/iw/Pu/Public.do?pid=3451626b476535324136366e317a41514535666252673d3d&isRedirect>

本件に関するお問い合わせ先

販売促進部 上妻（こうづま）

E-MAIL : and-medical@aandd.co.jp