

【新製品情報】 A & Dは、『いつでも、簡単に、長く使い続けられる』、
『日々のルーティーン作業をもっと快適に』をコンセプトに開発した
医用電子血圧計「UM-301 (SWANHEART Grip)」を新発売いたしました。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、
『いつでも、簡単に、長く使い続けられる』、『日々のルーティーン作業をもっと快適に』をコ
ンセプトに開発した医用電子血圧計「UM-301 (SWANHEART Grip)」を新発売いたしました。

【1. 医用電子血圧計「UM-301 (SWANHEART Grip)」の概要/主な仕様】

SWANHEART **Grip**



- 携帯性の高いスリムなボディ
- 握り方を限定しないグリップ
- シングルタッチの簡単操作
- 電池交換メンテを減らした省エネ設計
- カフサイズ交換可能（適用範囲：22 cm～32 cm／16 cm～24 cm）
- 測定方式：オシロメトリック法

- 測定回数：アルカリ乾電池：約 6,000 回／マンガン乾電池：約 2,000 回
(室温 23℃、1 測定 50 秒として連続測定を行った場合)
- 測定範囲：圧力 0～299 mmHg／脈拍 40～180 拍/分
最高血圧 60 mmHg～279mmHg／最低血圧 40 mmHg～200 mmHg
- 寸法／重量：約 53 (W) × 42 (H) × 182 (D) mm／約 120 g (電池を除く)
- 電源：単 3 形アルカリ (またはマンガン) 乾電池 1 本
- EMD 適合：本器は EMD 規格 (IEC60601-1-2 : 2014/A1 : 2020) に適合
- 臨床試験：ISO81060-2 : 2018/A1 : 2020
- 販売名：医用電子血圧計 UM-301
- 医療機器認証番号：307AHBZX00013000



詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/products/medical/equipment/me-sphygmomanometer/um301/>

【2. 想定されるユージングシーン】

● 外来や処置室での測定



● 病棟での回診



● 訪問診療



【3. 発売日/標準価格】

発売日：2025 年 11 月 26 日

標準価格：¥16,000 (税抜)

A & D は、用途に応じて各種の医療機器をご用意しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/products/medical/#equipment>

会社概要

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ www.aandd.co.jp
(東証プライム市場 7745 株式会社 A & D ホロンホールディングス グループ企業)

本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信

事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、
工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

画像 URL

<https://andmediahub.com/guest/wcmzj05ezt>

本件に関するお問い合わせ先

販売促進部 西村

E-MAIL : and-medical@aandd.co.jp