

**【新製品情報】 A & Dは、ICU・病棟・透析室向け  
電動昇降リフト式体重計 SmartLift Scale 3（スマートリフトスケール3）  
「AD-6083（非検定品）」を新発売いたしました。**

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、ICU・病棟・透析室などでの使用を想定した電動昇降リフト式体重計 SmartLift Scale 3（スマートリフトスケール3）「AD-6083（非検定品）」を、2026年4月10日より発売いたしました。本製品は、寝た状態の患者の体重測定を行う医療現場において、測定作業の円滑化および介助者の身体的負担軽減に配慮して設計された、電動昇降機構を備えた体重計です。

**【1. 電動昇降リフト式体重計「AD-6083（非検定品）」の特長と仕様】**

寝た状態の患者の体重測定に

安定した体重測定を実現する本体構造

ストレッチャーの左右バランスに影響されない重量センサ構造

- 電動昇降機構（スマートリフト）：患者の持ち上げ・降ろしを電動で行い、介助者の負担軽減と安全性への配慮を高めた設計
- 表示器を2か所に搭載：操作者側：大きな文字（最大30mm）で見やすい  
介助者側：プライバシー配慮のため表示を消すことが可能
- BMI自動計算機能：身長を入力するとBMIを自動算出
- 機能測定値メモリ機能：過去5回分の測定結果を記録可能
- 高い移動性：軽量化設計とハンドル形状の工夫、ダブルキャスター採用により静音かつスムーズな移動が可能



## 仕様

品名	電動昇降リフト式体重計 SmartLift Scale 3
型名	AD-6083
ひょう量	180kg
目量	100g
外形寸法	最大時 : 約 1126 (W) × 1463 (D) × 1834 (H) mm 最小時 : 約 650 (W) × 1395 (D) × 1343 (H) mm
本体質量	約 56 kg (ストレッチャーバー、シート含まず)
電源	充電式バッテリー AC100 V 充電 (DC24 V 2.9Ah)
標準価格 (税抜)	¥1,700,000
商品コード	AD6083
JAN コード	4981046352970

※本製品は計量法に規定の取引証明に使用することはできません。

詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/products/medical/medical-scales/me-weighing/ad6083/>

製品画像は、こちらをご覧ください。

<https://andmediahub.com/gl/35f7tjff3i>

### 【2. 発売日/標準価格】

<https://andmediahub.com/gl/35f7tjff3i>

発売日 : 2026年4月10日

標準価格 : ¥1,700,000 (税抜)

A & Dは、用途に応じて各種の医療機器をご用意しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.aandd.co.jp/products/medical/#equipment>

---

## 会社概要

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ [www.aandd.co.jp](http://www.aandd.co.jp)  
(東証プライム市場 7745 株式会社 A & D ホロンホールディングス グループ企業)

本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信

事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

## 本件に関するお問い合わせ先

販売促進部 西村

E-MAIL : [and-medical@aandd.co.jp](mailto:and-medical@aandd.co.jp)